

Os melhores instrumentos nas mãos
dos melhores profissionais.

Cirurgia Hospitalar



Vascular


Vascular

quinelato
instrumentos cirúrgicos



Vascular


Vascular






AGULHA | ESTILETE
PINÇA CATETER | FLEBOEXTRATOR
Vascular

Needles | Daggers
Catheter Forceps | Varix Instruments
Urology



119 mm


Nº 12	0,60 mm	QA.500.01
Nº 10	0,75 mm	QA.500.02
Nº 08	0,90 mm	QA.500.03
Nº 06	1,00 mm	QA.500.04
Nº 04	1,25 mm	QA.500.05
Nº 02	1,50 mm	QA.500.06
Nº 00	1,75 mm	QA.500.07



14 cm	Ø1,6 mm	QH.100.14
16 cm	Ø1,8 mm	QH.100.16
18 cm	Ø2 mm	QH.100.18

AGULHA PARA VARIZES

BI-OLIVAR



17 cm

QH.303.17



20 cm

QH.303.20



25 cm

QH.303.25

MAGILL



Flexbioextrator com 9 Olivas
Cônicas de 4 a 12 mm

Conteúdo

- 1 Suporte para Fleboextrator
- 1 Fio 90 cm
- 1 Fio 120 cm
- 1 Puxador
- 9 Olivas Cônicas (4mm a 12mm)

FLEBOEXTRATOR
QA.501.00



quinelato

instrumentos cirúrgicos